





**AIGENER**  
FUTURE OF MEDICINE



# Carboxy Therapy CT-500

دستگاه کربوکسی تراپی AIGENER مدل CT-500 محصول شرکت B.K.G یک دستگاه کربوکسی تراپی هوشمند با قابلیت های فراوان می باشد. این دستگاه با وجود داشتن منوهای متعدد با ال سی دی تاچ اسکرین در زمینه پوست و زیبایی و درمان کارایی دارد. این دستگاه با قابلیت فشار گاز قابل انتخاب توسط کاربر به صورت تمام اتوماتیک در درمان های سیاهی و گودی زیر چشم، چین و چروک های سطحی، آکنه، اسکارها، و استرچ مارکها و درمان ریزش مو و از بین بردن سلولیت و رفع چربی موضعی و ... استفاده می گردد.



این دستگاه دارای ۳۲ اندیکاسیون هوشمند با دقت بالا در تنظیم میزان فشار و حجم گاز خروجی می باشد. دستگاه CT-500 دارای سه مرحله فیلتر گاز خروجی، سیستم استریلیزاسیون UVC و گرم کن گاز CO<sub>2</sub> جهت کاهش درد تزریق و رفع کبودی پس از درمان می باشد.



Carboxy Therapy CT-500

کربوکسی‌تراپی یا درمان با استفاده از گاز دی‌اکسیدکربن از جمله روش‌های پُرطرفدار و فراگیر جوان‌سازی پوست در دنیا است. قدمت این روش درمانی به دهه‌ی ۱۹۳۰ میلادی باز می‌گردد و به مرور شاهد توسعه و ارتقای عملکرد آن بوده‌ایم.

کربوکسی‌تراپی را می‌توان نوعی مزوتراپی دانست. در این روش گاز دی‌اکسید کربن به لایه‌های زیرین پوست تزریق می‌شود. دی‌اکسیدکربن وارد بافت‌ها شده و به صورت موضعی در محل تحت درمان انتشار می‌یابد. بدن در واکنش به افزایش میزان دی‌اکسیدکربن، شروع به فعال‌سازی مکانیسم‌های جبرانی می‌کند.


همانطور که می‌دانید گاز دی‌اکسیدکربن در فرآیند تولید انرژی توسط سلول‌های بدن ما تولید می‌شود. سلول‌ها با استفاده از مواد غذایی (مثل قندها) و گاز اکسیژن، در فرآیند تنفس سلولی، انرژی و دی‌اکسیدکربن تولید می‌کنند. به همین دلیل بدن ما به طور مداوم به اکسیژن نیاز داشته و دی-اکسیدکربن تولیدی را از طریق بازدم دفع می‌کند.



از کربوکسی‌تراپی می‌توان جهت رفع سیاهی زیر چشم استفاده کرد



از کربوکسی‌تراپی می‌توان برای رفع استرچ مارک استفاده کرد



از کربوکسی‌تراپی می‌توان برای رفع استرچ سلولیت استفاده کرد



از کربوکسی‌تراپی می‌توان جهت درمان ریزش مو استفاده کرد



از کربوکسی‌تراپی می‌توان جهت درمان آکنه و اسکارهای ناشی از آن استفاده کرد



**Carboxy Therapy CT-500**

- **تعداد جلسات مورد نیاز چند جلسه است:**

به طور کلی روند درمان با کربوکسی تراپی بسته به نوع آن متفاوت است و از ۲ جلسه برای سیاهی زیر چشم تا ۱۰ جلسه برای لاغری موضعی امکان پذیر است.

- **فاصله زمانی بین جلسات چقدر باید باشد:**

روند درمان با کربوکسی تراپی CT-۵۰۰ طی ۱۰ جلسه بصورت ۴ جلسه هر هفته یکبار، ۴ جلسه هر دو هفته یکبار و ۲ جلسه ماهی یکبار می باشد.

- **آیا می توان در یک جلسه به همراه دیگر مراقبت ها ، کربوکسی انجام داد:**

از آنجایی که روند درمان با CT-۵۰۰ بدون التهاب و درد است و بعد از گذشت ۳ تا ۵ دقیقه گاز کاملا جذب می گردد، می توان در یک جلسه بعد از کربوکسی تراپی دیگر مراقب های پوستی را انجام داد.

- **آیا کربوکسی تراپی عوارض دارد:**

در دستگاه های قدیمی به علت تزریق گاز بصورت سرد و بدون اعمال فیلتر درمان به همراه با درد و التهاب بوده است اما در دستگاه های جدید مانند CT-۵۰۰ این عوارض به حداقل رسیده است.



## موارد منع مصرف :

۱. منع مصرف در زنان باردار و شیرده
۲. منع مصرف در بیماران دارای صرع
۳. منع مصرف در بیماران قلبی عروقی
۴. منع مصرف در بیماران کلیوی تحت دیالیز
۵. منع مصرف افراد تحت شیمی درمانی
۶. مبتلا به آب سیاه چشمی
۷. بیماران سرطانی
۸. منع مصرف بیش از دو اندیکاسیون در یک جلسه

