



More information call us
+91 26226687

DERMA CLEANER

SUBSCRIBE NOW



WWW.BINESHCO.COM

DERMA CLEANER

درما کلینر

دستگاه درماکلینر AIGENER محصول شرکت B.K.G یک دستگاه چند منظوره جهت قوام پوستی و درمان لیفت با تکنولوژی بالا و پاکسازی عمقی و آبرسانی پوست می باشد. این دستگاه با سیستم جدید دابل یونیزاسیون خود قابلیت استفاده در مزوتراپی را نیز دارد. بخش آنالیز کننده پوست این دستگاه وظیفه تعیین میزان هیدراته یا خشک بودن پوست را بر عهده دارد که بر این اساس یک پروتکل درمانی به مراجعہ کننده پیشنهاد می دهد. بخش گالوانیک از طریق اعمال جریان های الکتریکی، سلول های سطح پوست را تحریک کرده و میزان گردش خون را افزایش می دهد که اینکار به جذب بیشتر مواد و بهبود میزان هیدروتاسیون پوست کمک می کند. بخش دزن این دستگاه وظیفه خارج سازی چربی ها و از بین بردن کمدون ها را بر عهده دارد. بخش ماسک حرارتی موجب استحکام هر چه بیشتر عضلات افتاده صورت می گردد.



AIGENER

WWW.BINESHCO.COM



حالت گالوانیک

در این حالت با اتصال هندپیس به سطح پوست موادی جذب پوست می شوند که بار همنام و مثبت داشته باشند. مواد مخصوص برای اینکار که جزو گروه ژل ها با افزودنی های خاص خود هستند، مواد دارای بار مثبت می باشند. از جمله این مواد هومکتانت ها مثل اوره و لاکتات سدیم است. موادی که در مجاورت جریان، بار مثبت به خود می گیرند شامل گروه هائی هستند که برای پوست بسیار مفید و ضروری می باشند.

به این پدیده کاتافورزیس گفته می شود. (کاتا به معنی کاتیون و فورزیس به معنای حرکت است). در این پدیده حرکت کاتیون ها بداخل پوست اتفاق می افتد.

خواص حالت گالوانیک

- درمان درماتیت های سبورویک
- کاهش پرخونی و قرمزی
- درمان سوختگی های سطحی
- رفع التهاب، حساسیت و خارش و درمان درماتیت های پوستی
- رفع منافذ باز پاکسازی پوست خشک
- درمان خشکی پوست



AIGENER

حالت دزن

این حالت دستگاه موجب افزایش جریان خون موضعی، افزایش دمای موضعی، باز شدن منافذ، افزایش تعریق، ایجاد پدیده صاپونیفیکاسیون در لایه خارجی چربی های کریستالیزه موجود در مجرای چربی و یا کمدون های سر سیاه و سر سفید می شود.

از مهمترین عملکردهای این بخش همراهی در خارج سازی چربی از درون منافذ و از بین بردن کمدون ها است. متعادل سازی ترشح چربی، خونرسانی و پر خون کردن بافت موضعی، افزایش پرفیوژن بافتی و کمک به ترمیم زخم ها از دیگر فواید این نوع از جریان هاست.

بعد از استفاده میکروکارنت منفی روی پوست، تیر کمدون به راحتی می تواند تمامی کمدون ها و جوش ها را خارج نماید.

آنالیز کننده پوست

سیستم آنالیز کننده پوست موجود در دستگاه می تواند با محاسبه و اندازه گیری مقدار آب زیر سطح پوست و میان بافتی، به اپراتور جهت تشخیص میزان خشکی و هیدراته بودن پوست کمک کند. سیستم اسکین آنالایزر موجود در دستگاه درماکلینر MAX PRO فارغ از چربی های روی سطح پوست، انواع پوست را بسته به مقدار هیدراته بودن آن به ۵ دسته Sensitive، Dry، Very Dry، Hydrate Skin، Normal، طبقه بندی می کند و بسته به نوع پوست، پروتکل درمانی مربوط به پاکسازی و آبرسانی را معرفی می نماید.



ماسک حرارتی

از فواید ماسک حرارتی می توان به مواردی از جمله تقویت و افزایش استحکام عضلات شل و افتاده صورت، اثرگذاری بهتر و بیشتر ماسک های ورقه ای، لیفتینگ و کشیدگی پوست صورت و گردن، کمک به جذب بهتر مواد مغذی، کاهش جوش های پوستی، افزایش طراوت و شادابی، افزایش آبرسانی پوست، کاهش چین و چروک و افزایش گردش خون اشاره کرد.

High Frequency

های فرکانسی

های فرکانسی به عنوان درمانی ضروری و مفید برای جوانسازی و ضد عفونی کردن پوست در نظر گرفته می شود. این روش، سبب تحریک میزان سنتز و بازسازی سلولی می شود و با عملکرد و خاصیت آنتی باکتریال خود موجب از بین رفتن آکنه های فعال می گردد. تحریک گاز نجیب داخل حباب شیشه ای موجب تولید یک نوع پلاسما سرد می گردد که خاصیت ضد عفونی کنندگی فراوان دارد.

- افزایش تولید کلاژن
- پاکسازی عمیق پوست
- افزایش گردش خون
- افزایش بازسازی سلول های پوست
- افزایش تولید الاستین
- کاهش پف و سیاهی زیر چشم
- بهبود جوش، لک و آکنه



® AIGENER & B.K.G
are registered trademarks and may not be produced

The data , image and all described here , have no cotract
value and may be modified at any time without prior notice

 WWW.BINESHCO.COM



More information call us

+9126226687

+9821-91018327

INSTAGRAM: [Aigener.medical](https://www.instagram.com/Aigener.medical)

UNIT 203, No2, Golyakh, Ayeneh
Blvd., Shariyati St., Tehran, Iran